

# CÁNULA DE SEGURIDAD PARA FISTULA ARTERIOVENOSA ARGYLET M



# CÁNULA DE SEGURIDAD PARA FÍSTULA ARTERIOVENOSA ARGYLE™

La cánula para fístula Argyle™ tiene dos partes:  
una aguja filosa y una cánula roma de propileno

Una vez que se retira la aguja, se activa el mecanismo de seguridad cubriendo la punta filosa, dejando solo la cánula para la hemodiálisis. Esta función está diseñada para prevenir lesiones por punciones con agujas durante el procedimiento de hemodiálisis



# DESCRIPCIÓN GENERAL

## Canula con válvula Anti-Reflujo

\* Diseñada para evitar el reflujo de sangre y el ingreso de aire

\* Este dispositivo se puede usar para verificar el retorno de la sangre durante la inserción

## Acceso Vascular

\* Diseñada para acomodarse en diferentes profundidades del vaso, incluyendo accesos profundos

\* Reduce la probabilidad de un hematoma

## Seguridad

\* Para prevenir lesiones por punción de aguja, lo que se alinea con las recomendaciones de la UE para proteger a los profesionales de la salud y a los pacientes

## Comodidad del Paciente

\* La cánula de plástico se flexiona para adaptarse al movimiento del paciente durante la diálisis.



# INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

CÓDIGO DEL ARTICULO	CÁNUILA		COLOR
	DIAMETRO EXTERNO (MM)	LARGO (MM)	
1538VSVS	1.8 (15G)	38	Azul
1530VSVS	1.8 (15G)	30	Azul
1638VSVS	1.6 (16G)	38	Blanco
1630VSVS	1.6 (16G)	30	Blanco
1738VSV	1.4 (17G)	38	Rosa
1730VSVS	1.4 (17G)	30	Rosa

\*La unidad de empaque es una caja con 50 unidades.



## CONTÁCTANOS



9996490660 / 9994452237



@EMEDEQUIPOMEDICO



EMED-COMERCIALIZACION DE EMED-  
COMERCIALIZACION DE EQUIPO MEDICO



EMED.SERVICES



CALLE 7A #343 POR 42 Y 44 CALLE 7A #343 POR  
42 Y 44 , FRACCIONAMIENTO ARCOS DEL SOL,  
CP. 97203 MÉRIDA, YUCATAN, CP. 9720