

PALINDROME™

FAMILIA DE CATÉTERES DE DIÁLISIS CRÓNICA PALINDROME™

UNA COMPLETA GAMA DE CATÉTERES PARA
ENFRENTAR LOS DESAFÍOS DEL CUIDADO DE
LA DIÁLISIS.



CATÉTER PARA DIÁLISIS PALINDROME™

Es de alto flujo, un catéter de hemodiálisis de 14,5 Fr. con un diseño de punta simétrica única y ranuras laterales cortadas con láser que reducen la recirculación y minimizan la probabilidad de la oclusión posicional

TASAS DE FLUJO MÁXIMAS


- Su diseño de lumen, diámetro de 14.5 Fr
- Durable material de Carbothane™* –
- Ofrecer altos flujos de manera consistente




FAMILIA PALINDROME™

CATÉTER DE DIÁLISIS CON PUNTA SIMÉTRICA PALINDROME™

Punta simétrica única y ranuras de
oclusión laterales cortadas con láser
minimizan la recirculación y la
probabilidad de oclusión posicional






CATÉTER DE DIÁLISIS RECUBIERTO CON HEPARINA PALINDROME™ H


Reduce la probabilidad de formación de coágulos e inhibe la propagación del manto de fibrina con su revestimiento de heparina no eluyente

CATÉTER DE DIÁLISIS ANTIMICROBIANO PALINDROME™ SI †

Reduce la colonización microbiana en la superficie del catéter con una manga de iones de plata.



emed
Equipos y Consumibles Médicos



CATÉTER DE DIÁLISIS RECUBIERTO CON HEPARINA Y ANTIMICROBIANO PALINDROME™ HSI

Incorporando el revestimiento de heparina y manga ionizada de plata, el catéter Palindrome™ HSI es el catéter más importante de diálisis – reduciendo la probabilidad de formación de coágulos y colonización microbiana en la superficie.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

familia de catéteres crónicos para diálisis Palindrome™

	CÓDIGO DE PRODUCTO KIT	LARGO DE INSERCIÓN	LARGO GENERAL	CANTIDAD POR CAJA	PRECIO NETO	PRECIO APARTIR DE 1,000 PZAS
Palindrome™	8888145014	19 CM	36CM	5	\$30,880.65	\$28,073.32
	8888145015	23CM	40CM	5		
	8888145016	28CM	45CM	5		
	8888145017	33CM	50CM	5		
	8888145018	55CM	72CM	5		
Palindrome™ H	8888145043	19 CM	36CM	5	\$36,070.20	\$32,791.09
	8888145044	23CM	40CM	5		
	8888145045	28CM	45CM	5		
	8888145046	33CM	50CM	5		
Palindrome™ HSI	8888145057	19 CM	36CM	5	\$37,872.55	\$34,429.59
	8888145048	23CM	40CM	5		
	8888145049	28CM	45CM	5		
	8888145050	33CM	50CM	5		

	CÓDIGO	LARGO	CANTIDAD POR CAJA	PRECIO NETO	PRECIO APARTIR DE 1,000 PZAS
J/Straight 0.38" x 70 cm Guidewire	8813796001	0.38"x 27 5/8" / 0.95 x 70cm	10	\$3,423.45	\$3,112.23
J/Straight 0.35"x 70 cm Guidewire	8817231001	0.35"x 27 5/8" / 0.89 x 70cm	10		

Clave de colores

-  **Palindrome™** - Catéter base
-  **Palindrome™ H** - Catéter para diálisis con revestimiento de heparina
-  **Palindrome™ HSI** - Catéter para diálisis con revestimiento de heparina y ión de plata

COMPONENTES	Cantidad
Catéter Simétrico 14.5Fr. Palindrome™   	1
Camisa de Seguridad Desmontable con Valvula FlowGuard™ 16Fr.	1
Tunelizador Bifurcado	1
Dilatador de Tejidos 14Fr.	1
Tapas de Sellado de Inyección	2
Aguja de Entrada, Calibre 18 G	1
J/Recto 0.038" Alambre guía	1
Jeringa, 12 cc	1
Bisturi #11	1
Vendaje Telfa™ Island	2
Esponjas de Gasa de Algodón 4" x 4"	4



emed
Equipos y Consumibles Médicos

MÁS INFORMACIÓN



EMED.SERVICES



@EMEDEQUIPOMEDICO



EMED-COMERCIALIZACION DE EMED-COMERCIALIZACION DE EQUIPO MEDICO



9994451527



CALLE 7A #343 POR 42 Y 44 CALLE 7A #343 POR 42 Y 44 ,
FRACCIONAMIENTO ARCOS DEL SOL, CP. 97203 MÉRIDA,
YUCATAN, CP. 9720